

ИНСТРУМЕНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Этикетка И 001 00 00 ЭТ

1. Назначение

Инструменты медицинские металлические предназначены для поставки в районы с умеренным и холодным климатом. Исполнение УХЛ-4.2 и 04.2 по ГОСТ 15150-69.

2. Технические данные

Инструменты изготовлены из нержавеющей стали, из латуни, из углеродистой стали с покрытием, из титана.

3. Санитарная обработка

Медицинские инструменты устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки, воздушной стерилизации в соответствии с режимами по МУ - 287-113 МЗ РФ от 30.12.1998 г.

Перед дезинфекцией мед. инструмент должен быть тщательно отмыт от органических загрязнений

Дезинфекцию изделий проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре $(120 \pm 3)^\circ\text{C}$ в течение 45 ± 5 минут или химическим способом. Рекомендуется применять дезинфицирующие и стерилизующие средства, содержащие антикоррозийные добавки. Рекомендуется применять хлорсодержащие препараты с содержанием по активному хлору не более 10%.

Дезинфекция и предстерилизационная очистка (режимы в соответствии с инструкцией по применению препарата) состоит из:

1. погружения инструментов в раствор;
2. мойки при помощи ерша, салфетки, щетки;
3. ополаскивания питьевой проточной водой;
4. ополаскивания дистиллированной водой.;
5. сушки горячим воздухом при температуре $(85 \pm 2 - 10)^\circ\text{C}$ до полного исчезновения

На не полностью высушенном изделии могут появиться следы коррозии.

ПРИМЕЧАНИЕ! При использовании моющего раствора, содержащего 0,5% перекиси водорода и 0,5% моющего средства «Лотос», применяют ингибитор коррозии - 0,14% олеата натрия.

Стерилизацию изделий проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре $(180 \pm 2 - 10)^\circ\text{C}$ в течение (60 ± 5) мин, или химическим методом, предпочтительно средствами, содержащими антикоррозийные добавки.

Изделия с пластмассовыми деталями должны выдерживать химическую или газовую стерилизацию.

2. Сведения о консервации

Изделия законсервированы в соответствии с ГОСТ 9.014-78. Вариант защиты ВЗ-0, или ВЗ-1 вариант упаковки ВУ-1.

Расконсервация мед. инструментов: промыть изделия в тёплой мыльной воде.

3. Сведения о хранении

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от $+40$ до -50°C и относительной влажности воздуха 80% при температуре $+20^\circ\text{C}$. Воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

4. Сведения о приемке Изделия медицинские соответствуют ГОСТ 19126 79 и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

7. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок - 1 год с момента отгрузки изделий потребителю. В течение, гарантийного срока изделия безвозмездно ремонтируются или заменяются при условии соблюдения потребителем требований ТУ.