

























 SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET		derivazioni paziente – patient derivations			
Produttore Apparecchiatura ECG EKG Device manufacturer	Modello Model	scatolino piccolo ispezionabile*, spinotti 4mm small openable manifold*, 4mm plugs 	scatolino grande ispezionabile, clip large openable manifold, clip 	scatolino piccolo ispezionabile*, pinzetta small openable manifold*, clamps 	
ASPEL	AsCARD Mr. Green	F6226	F5226C	F6226P	
	AsCARD Mr. Red				
	AsCARD Mr. Blue				
	AsCARD Mr. Silver				
	AsCARD Mr. Gold				
BOSCH	EK501	F6736	F5736C	F6736P	
	EK506				
	EK503				
	603D	F6726/9	F5726/9C	F6726/9P	
	603ER				
	603S				
606					
BTL	Tutti i modelli / Every model	F6726	F5726C	F6726P	






<b>FIAB</b> SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET		derivazioni paziente - patient derivations			<b>CE</b>
Produttore Apparecchiatura ECG EKG Device manufacturer	Modello Model	scatolino piccolo ispezionabile*, spinotti 4mm small openable manifold*, 4mm plugs	scatolino grande ispezionabile, clip large openable manifold, clip	scatolino piccolo ispezionabile*, pinzetta small openable manifold*, clamps	
		REF cavo FIAB 10 derivazioni - 10 derivations FIAB cable REF			Connessione all'apparecchiatura Connection to the device

BURDICK / QUINTON					
	EK-10	F6748R	F5748RC	F6748RP	
	E350				
	ECPLISE 8	F6749R	F5749RC	F6749RP	
	3000 4000 5000 STRESS TEST TYPE 5000	F6250	F5250C	F6250P	
	STRESS TEST TYPE 4500	F6251	F5251C	F6251P	



CARDIOLINE					
	E1 E1R E3 DELTA 3 DELTA 300 C3	F6726R	F5726RC	F6726RP	
	ETA 350	F6224	F5224C	F6224P	
	DELTA 1 - DELTA 1PLUS DELTA 3PLUS DELTA 30 DELTA 60 - DELTA 60PLUS ELAN ELAN 100	F6727R	F5727RC	F6727RP	

 SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET		derivazioni paziente – patient derivations			 Connessione all'apparecchiatura Connection to the device
		scatolino piccolo ispezionabile*, spinotti 4mm small openable manifold*, 4mm plugs 	scatolino grande ispezionabile, clip large openable manifold, clip 	scatolino piccolo ispezionabile*, pinzetta small openable manifold*, clamps 	
CARDIOTEK	serie / series EP-TRACER	F6726R	F5726RC	F6726RP	
CARDIORAPID	K11	F6726R	F5726RC	F6726RP	
	K111				
K112					
K131					
K31					
K33					
K36					
CARDIORAPID	K300 M	F6226	F5226C	F6226P	
	K300 P				
	K600 P				
	K600 D				
	K130 B				
	K130 D				
CAMBRIDGE	VS-6	F6736	F5736C	F6736P	
	SC1000				
DR. LEE	ECG-310A	F6726R	F5726RC	F6726RP	
	ECG-310B				

<b>FIAB</b> <b>SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG</b> <b>EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET</b>		<b>derivazioni paziente - patient derivations</b>			
		scatolino piccolo ispezionabile*, spinotti 4mm small openable manifold*, 4mm plugs	scatolino grande ispezionabile, clip large openable manifold, clip	scatolino piccolo ispezionabile*, pinzetta small openable manifold*, clamps	
Produttore Apparecchiatura ECG EKG Device manufacturer	Modello Model	  			Connessione all'apparecchiatura Connection to the device
REF cavo FIAB 10 derivazioni - 10 derivations FIAB cable REF					







<b>ELETTRONICA</b> <b>TRENTINA / CARDIETTE</b>	AUTORULER 12/1	F6726R	F5726RC	F6726RP	
	AUTORULER 12/3				
	MICRORULER 12/1				
	MICRORULER 12/3				
	EXCEL 101				
	EXCEL 103				
	EXCEL 106				
	START 100 P	F6226	F5226C	F6226P	
	START 100 H				
	START 200				
START 200 HV					
AR 600					
AR 600 ADV					
AR 1200					
AR 1200 ADV					
<b>ESAOTE</b>	P80	F6725R	F5725RC	F6725RP	
	serie / series P8000				
	Personal C1	F6200R	F5200RC	F6200P	
	Personal C3				
	C3M	F6209	F5209C	F6209P	
C3R					










<b>FIAB</b>		<i>derivazioni paziente – patient derivations</i>			<b>CE</b>
<b>SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET</b>		scatolino piccolo ispezionabile*, spinotti 4mm <i>small openable manifold*, 4mm plugs</i>	scatolino grande ispezionabile, clip <i>large openable manifold, clip</i>	scatolino piccolo ispezionabile*, pinzetta small <i>openable manifold*, clamps</i>	
Produttore Apparecchiatura ECG <i>EKG Device manufacturer</i>	Modello <i>Model</i>				<b>Connessione all'apparecchiatura Connection to the device</b>
<b>REF cavo FIAB 10 derivazioni – 10 derivations FIAB cable REF</b>					

<b>FUKUDA DENSHI</b>	FCP11	<b>F6747</b>	<b>F5747C</b>	<b>F6747P</b>	
	FX101				
	MCP302				
	FX328U	<b>F6747R</b>	<b>F5747RC</b>	<b>F6747RP</b>	
	FCP2101				
	FCP2201				
<b>HELLIGE</b>	EK36	<b>F6267/9</b>	<b>F5267/9C</b>	<b>F6267/9P</b>	
	EK41 - EK43				
	EK53 - EK56				
	EK403				
	EK413				
	EK512				
	EK512/P				
	EK512/E				
	Cardiosmart - Cardiosys				
	Microsmart	<b>F6746R</b>	<b>F5746RC</b>	<b>F6746RP</b>	



<b>FIAB</b>		derivazioni paziente - patient derivations			<b>CE</b>
SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET		scatolino piccolo ispezionabile*, spinotti 4mm small openable manifold*, 4mm plugs	scatolino grande ispezionabile, clip large openable manifold, clip	scatolino piccolo ispezionabile*, pinzetta small openable manifold*, clamps	
Produttore Apparecchiatura ECG EKG Device manufacturer	Modello Model	REF cavo FIAB 10 derivazioni - 10 derivations FIAB cable REF			Connessione all'apparecchiatura Connection to the device

<b>HP</b>	Pagewriter 100	<b>F6726/HP</b>	<b>F5726C/HP</b>	<b>F6726P/HP</b>	
	Pagewriter 1513				
	154B/C				
	1514D				
	1515A/B				
1517A					
<b>INNOMED</b>	Heart mirror 1 IKO - 3 - 3D	<b>F6726R</b>	<b>F5726RC</b>	<b>F6726RP</b>	
	Heart screen 80G - 112C - 112D				
<b>KENZ</b>	108 - 110 - 302 - 1207 - 1207Stress - 1210	<b>F6738R</b>	<b>F5738RC</b>	<b>F6738RP</b>	
<b>KONTRON</b>	EKG P80	<b>F6725R</b>	<b>F5725RC</b>	<b>F6725RP</b>	
<b>MACQUAIRE</b>	CT100	<b>F6726/MAC</b>	<b>F5726C/MAC</b>	<b>F6726P/MAC</b>	
	CT200				
<b>MARQUETTE</b>	MAC500	<b>F6746R</b>	<b>F5746RC</b>	<b>F6746RP</b>	
	MAC1100				
	MAC1200				


 SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET		derivazioni paziente - patient derivations			 Connessione all'apparecchiatura Connection to the device
		scatolino piccolo ispezionabile*, spinotti 4mm small openable manifold*, 4mm plugs 	scatolino grande ispezionabile, clip large openable manifold, clip 	scatolino piccolo ispezionabile*, pinzetta small openable manifold*, clamps 	
Produttore Apparecchiatura ECG EKG Device manufacturer	Modello Model	REF cavo FIAB 10 derivazioni - 10 derivations FIAB cable REF			
MORTARA	ELI 100	F6728	F5728C	F6728P	
	ELI 200				
NIHON-KOHDEN	Cardiofax/Q-Cardiofax 6353	F6736	F5736C	F6736P	
	6151				
	8270 - 8350 - 8370				
	8420 - 8423 - 8450 - 8453				
	8820 - 8823 - 8830				
	9020 - 9022				
	9130 - 9132				
	Cardiofax 651	F6726R	F5726RC	F6726RP	
	6581				
	8110				
9010					
9110					
9620					
PROGETTI	EPG SMARTY	F6726R	F5726RC	F6726RP	
	EPG POCKET				
	EPG JUNIOR				
	EPG VIEW				
	EPG 6 VIEW				
	EPG PLUS				
	EPG 612				



**SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG**  
**EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET**

**derivazioni paziente - patient derivations**


scatolino piccolo  
ispezionabile\*, spinotti 4mm  
*small openable manifold\*,  
4mm plugs*



scatolino grande  
ispezionabile, clip  
*large openable manifold, clip*



scatolino piccolo  
ispezionabile\*, pinzetta small  
*openable manifold\*, clamps*



REF cavo FIAB 10 derivazioni - 10 derivations FIAB cable REF






Connessione all'apparecchiatura  
*Connection to the device*

Prodotto Apparecchiatura ECG <i>EKG Device manufacturer</i>	Modello <i>Model</i>	derivazioni paziente - patient derivations			Connessione all'apparecchiatura <i>Connection to the device</i>
PICKER	VS-6	F6736	F5736C	F6736P	
QUINTON	Vedi BURDICK / QUINTON <i>See BURDICK / QUINTON</i>				
SCHILLER	9104	F6778R	F5778RC	F6778RP	
	AT/1	F6725R	F5725RC	F6725RP	
	AT/2				
	AT/4				
	AT/3				
	AT/5				
	AT/6				
	AT/10	F6725R	F5725RC	F6725RP	
	CS6				
CS12					
CS100 - CS200	F6725R	F5725RC	F6725RP		
CV6					
P80					



<b>FIAB</b>		<b>derivazioni paziente - patient derivations</b>			<b>CE</b>
<b>SCHEDA COMPATIBILITÀ CAVI PAZIENTE ECG EKG PATIENT CABLE COMPATIBILITY DATA SHEET</b>		scatolino piccolo ispezionabile*, spinotti 4mm <i>small openable manifold*, 4mm plugs</i>	scatolino grande ispezionabile, clip <i>large openable manifold, clip</i>	scatolino piccolo ispezionabile*, pinzetta <i>small openable manifold*, clamps</i>	
Produttore Apparecchiatura ECG <i>EKG Device manufacturer</i>	Modello <i>Model</i>				Connessione all'apparecchiatura <i>Connection to the device</i>
REF cavo FIAB 10 derivazioni - 10 derivations <i>FIAB cable REF</i>					

<b>SIEMENS</b>	Sicard 440/740	<b>F6726/9</b>	<b>F5726/9C</b>	<b>F6726/9P</b>	
	Miracard				
	Mingocard				
	Mingophon				
	Mingograf				
	Mingolong				
	Mingodoc				
	Sirecard803				
	Cardiostat 3t 701 703				
	EK-10	<b>F6748R</b>	<b>F5748RC</b>	<b>F6748RP</b>	
E350					
ECPLISE 8	<b>F6749R</b>	<b>F5749RC</b>	<b>F6749RP</b>		

Sono disponibili modelli con scatola grande ispezionabile e spinotti 4mm indicati dal ref. tipo F5XXXX - Large openable manifold models are available with ref type F5XXXX  
 I modelli tipo FXXXX/123 hanno il cavo principale di lunghezza\*123\* cm - Models type FXXXX/123 are made with a \*123\* centimeters long main cable.

I marchi e nomi commerciali presenti nel documento sono proprietà dei rispettivi produttori - Brands and trade marks mentioned in this document belong to the related manufacturers

Aggiornato a Novembre 2005 - Latest update November 2005.