

ПАСПОРТ Очки рентгенозащитные РЗ ТУ 9398-002-33023803-2006

1. Общие сведения об изделии

1.1 Наименование

Очки рентгенозащитные РЗ

1.2. Ваш поставщик ООО «Медремкомкомплект», т. 8(495)626-57-89
серия №_

1.3. Назначение:

Очки предназначены для защиты хрусталика глаз персонала и пациентов от воздействия рентгеновского излучения при рентгеновских исследованиях и лучевой терапии.

1. Основные технические характеристики .

- 2.1. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм (при напряжении на трубке 100 кВ)
- 2.2. Масса изделия 50-70г.
- 2.3. Коэффициент светопропускания — не менее 0,83

1. Свидетельство о приемке .

Изделие проверено на соответствие защитной характеристике, указанной в паспорте.

2. Рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию.

- 4.1. Климатические условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 для исполнения УХЛ категории размещения 4.2, условия хранения - по группе 1 (Л), транспортировка по группе условий хранения 5 (ОЖ4)
- 4.2. Очки следует содержать в чистоте и оберегать от механических повреждений.
- 4.3. При загрязнении очковых стекол их необходимо протирать мягкой тканью.
- 4.4. Результаты периодической проверки защитных свойств материала изделия ведомственной службой радиационной безопасности (1 раз в 2 года).

1. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации -18 месяцев с момента продажи, при условии соблюдения п.п. 4.1,4.2,4.3

2. Комплектность поставки

- 2.1 Очки рентгенозащитные РЗ
- 2.2 Паспорт на изделие.