

Заказать данные товары можно на сайте ООО «Медремкомплект» [www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)

*Принадлежности к ингаляторам  
(небулайзерам)*


*фирмы «Флаем Нуова»  
(Италия)*



Трубки соединительные:

1. для ингаляторов "Бореал", "Дельфин" "Неб-Эйд", "Аэрмист", "Лелла";


2. для портативного ингалятора "ТРЭВЕЛнеб плюс"



1. Фильтр противопылевой для ингаляторов "Бореал", "Дельфин", "Неб-Эйд", "Аэрмист", "Лелла"


2. Комплект фильтров противопылевых для портативного ингалятора "ТРЭВЕЛНеб плюс"

3. Экономайзер для регулирования расхода лекарственных средств при выдохе. Используется во всех типах ингаляторов фирмы "Флаем Нуова"



Загубники к распылителям:

1. "Рapidфлаем-2" и "Рapidфлаем-6 Basic2".
2. "Рapidфлаем-6 плюс" и "Рapidфлаем-7 плюс"
3. "Рapidфлаем-6 Basic2" "Рapidфлаем-7" и "Рapidфлаем-2"



1. Насадки носовые для детей и взрослых к распылителю "Рапидфлаем-2", "Рапидфлаем-6 Basic2", "Рапидфлаем-7"

2. Насадка носовая универсальная для детей и взрослых к загубникам в распылителях "Рапидфлаем-6 плюс", "Рапидфлаем-7", "Рапидфлаем-7 плюс"



Маски дыхательные для детей и взрослых к распылителям "Рапидфлаем-2", "Рапидфлаем-4" "Рапидфлаем-6 Basic2", "Рапидфлаем-6 плюс"



Маски дыхательные для детей и взрослых к распылителям "Рапидфлаем-6 Basic2", "Рапидфлаем-6 плюс", "Рапидфлаем-7" и "Рапидфлаем-7 плюс"



Ирригатор носовой «Рино Клиа» входит в комплект ингалятора «Лелла», может работать со всеми ингаляторами фирмы «Флаем Нуова» (Италия).

Размер частиц аэрозоля - 48 мкм,

емкость - 10мл





Двухрежимный распылитель  
"Рapidфлаем-2" входит в комплект  
ингаляторов "Бореал", "Дельфин",  
"Аэрмист", "ТРЭВЕЛнеб плюс", "Лелла",  
"Неб-Эйд".

Возможно использование в том числе и  
масляных растворов (режим II)

Размер частиц аэрозоля:

режим I: 0,8 - 2,0 мкм,  
режим II: 2,0 - 10,0 мкм.



Распылитель "Рapidфлаем-4" с клапаном в комплекте с загубником и экономайзером. Входит в комплект ингалятора "Бореал" и портативного ингалятора "ТРЭВЕЛНеб плюс". Наличие клапанов вдоха-выдоха позволяет экономично расходовать лекарственные средства.

Средний размер частиц аэрозоля - 2,75 мкм.



Распылитель "Рapidфлаем-7".  
Входит в комплект ингалятора "Неб-Эйд"  
Переключатель на верхней части  
распылителя позволяет получить два  
режима дисперсности:

режим I: 4,58 мкм (отверстие открыто),  
режим II: 3,78 мкм (отверстие закрыто)



Распылитель "Рapidфлаем-7 плюс" с клапаном.

Входит в комплект портативного ингалятора "Вай-неб".

Средний размер частиц аэрозоля - 2,95 мкм.



Распылитель "Рapidфлаем-6 плюс" с клапаном в комплекте с загубником. Входит в комплект ингалятора "Дельфин". Наличие клапанов вдоха-выдоха позволяет экономично расходовать лекарственные средства.

Средний размер частиц аэрозоля - 3,6 мкм.

Заказать данные товары можно на сайте ООО «Медремкомплект» [www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)



Распылитель "Рapidфлаем - 6 Basic2" Входит в комплект ингаляторов "Лелла" и "Аэрмист".

(Возможна поставка с загубником). Средний

размер частиц аэрозоля - 3,6 мкм.