


Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru



ШАПОЧКА ЗАЩИТНАЯ

паспорт изделия

ШАПОЧКА ЗАЩИТНАЯ

Шп РЗ-«Р-К»

ПАСПОРТ КАГД 38641.007.011.00 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. **Наименование:** Шапочка защитная Шп РЗ-«Р-К».
- 1.2. **Поставщик:** ООО «МЕДРЕМКОМПЛЕКТ». № _____
дата изготовления _____
- 1.3. **Назначение:** Изделие предназначено для защиты области головы персонала и пациента при проведении рентгенологических исследований.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгенозащитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее: при $U = 100$ кВ 0,25 мм Рь
- 2.2. Масса изделия не более 0,5 кг.
- 2.3. Наружные и внутренние поверхности изделия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.
- 2.4. Средний срок службы 5 лет.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шапочка защитная Шп РЗ-«Р-К» № _____ соответствует техническим условиям ТУ 9452-007-46782692-01 и признана годной к эксплуатации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия

Обозначение документа

1. Шапочка защитная
Шп РЗ-«Р-К»
2. Паспорт


КАГД 38641.007.011.00 ПС

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1. Эксплуатация изделия должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и СанПиН 2.6.1.1192-03.
- 5.2. Климатические условия эксплуатации от + 10°C до + 35°C.
- 5.3. Санитарная обработка производится протиранием наружных поверхностей салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства.
Салфетка должна быть отжата.
- 5.4. Утилизация изделий, отслуживших свой срок, на завершающей стадии не может быть возложена на завод-изготовитель.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий в течение всего срока службы при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения, наличии маркировки и паспорта.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.
- 6.3. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- 6.4. Периодическая проверка защитных свойств производится не реже 1 раза в 2 года службой радиационной безопасности или организацией, аккредитованной в установленном порядке и имеющей лицензию на проведение этих работ.
- 6.5. Перед началом эксплуатации провести визуальную проверку изделия на наличие механических повреждений.
- 6.6. К рекламации принимаются изделия без нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при наличии на изделии ярлыка предприятия-изготовителя.
- 6.7. **Условия хранения:** Хранение и транспортирование изделий в один слой, в расправленном виде. Не допускаются перегибы, скручивания изделий.



**Стоматологический
фартук**



Пелерина




Шапочка




Воротник


**Перчатки
Очки
Комплект пластин**



**Фартук
односторонний**




**Фартук
двусторонний**




Фартук детский



Юбка



Передник



Юбка