

Аналитический паспорт № 280117 от 09.01.2017г.

Наименование	Набор полосок иммунохроматографических для одновременного выявления десяти наркотических соединений в моче (ИХА-10-МУЛЬТИ-ФАКТОР)
Состав:	Планшет с десятью полосками - 1шт.
Нормативный документ	ТУ 9398-028-51062356-2006
Сопроводительные документы	Инструкция по применению Паспорт
Серия	280117
Дата изготовления	январь 2017 г.
Годен до	январь 2019 г.
Условия хранения и транспортировки	2-30 °С
Срок годности	24 месяца

Содержание анализа

Наименование показателя	Характеристика и норма	Результаты контроля
1. Внешний вид		
1.1. Планшет индикаторный	Планшет из пластика белого цвета прямоугольной формы с десятью полосками белого цвета и защитным колпачком из пластика белого цвета. В средней части каждой плоскости находится тестовая зона прямоугольной формы белого цвета с маркировкой: МОРФ, КОК, МАРИХ, АМФ, М.АМФ, БЕНЗ, МЕТАД, БАРБ, МДМА, ТАД. В верхней части каждой плоскости находится графа для записи Ф.И.О. испытуемого, порядкового номера и даты тестирования. В нижней части каждой полоски нанесена линия, обозначающая уровень погружения в мочу (линия со стрелками над ней).	соответствует
2. Технические характеристики		
2.1. Чувствительность, нг/мл, не более	Появление одной линии розового цвета в тестовой зоне полосок: Морфин -300 Кокаин -300 Марихуана -50 Амфетамин -1000 Метамфетамин -500 Бензодиазепин -300 Метадон -300 Барбитураты -300 МДМА(Экстази) -500 ТАД -1000	300 300 50 1000 500 300 300 300 500 1000
3. Показатели правильности определения		
3.1. Положительный контроль	Появление одной линии розового цвета в тестовой зоне полосок.	соответствует
3.2. Отрицательный контроль	Появление двух линий розового цвета в тестовой зоне полосок.	соответствует
3.3. Время выхода полоски на визуально определяемую окраску, мин, не более	5 (появление одной линии розового цвета в тестовой зоне полосок).	5 мин

Нач. ОТК _____ / Купцов

Штамп ОТК

