

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» [www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)

## ПАСПОРТ

**Бокс-штатив для пробирок Эппендорфа 0,5 и 1,5 мл (на 72 шт.)**

**Бокс-штатив для хранения предметных стёкол (на 100 шт.)**

ТУ 9467-007-52876859-2603

Изготавливаются из полистирола, устойчивого к красителям и дезинфекционным средствам (ТУ 2214-001-11175949-2003).

Показатели	Требования	Результаты
1. Внешний вид	Гранулы размером 2-5 мм. Допускается наличие гранул 5-8 мм массой до 1%	Соответствует
2. Чистота поверхности	Поверхность должна быть чистой и блестящей, серебристость не допускается. Допускаются включения не более одной точки $d \leq 0,2$ мм	Соответствует
3. Массовая доля мономера (стирола), %, не более	0,05	Соответствует
4. Показатель текучести расплава, г/10 мин.	10,4	Соответствует
5. Прочность при разрыве, кгс/см <sup>2</sup>	463	Соответствует
6. Температура размягчения по Вика, °С при Р=1 кгс	92	Соответствует
7. Массовая доля воды, %	0,01	Соответствует

Гарантийный срок использования - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Заключение: соответствует ТУ 9467-007-52876859-2003.