

КОМПЛЕКТ ГИРЬ 4-го КЛАССА

ЭТИКЕТКА

Комплект гирь 4-го класса предназначен для поставки в районы с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ 4.2).

Технические данные Назначение: для технических анализов и взвешивания медикаментов.

Материал:

сталь А 12 ГОСТ 1414-75.

латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-70. Срок службы, не менее — 10 лет.

Гири выпускаются трех комплектов:

Г-4-111,10; Г-4-211,10; Г-4-1111,10.

Комплект поставки 1. Количество гирь в комплекте должно соответствовать указанному в таблице:

Номинальное значение массы гири	Количество гирь в комплекте, шт.		
	Г-4-111,10	Г-4-211,10	Г-4-1111,10
10 мг	1	1	1
20 мг	2	2	2
50 мг	1	1	1
100 мг	1	1	1
200 мг	2	2	2
500 мг	1	1	1
1 г	1	1	1

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

Номинальное значение массы гири	Количество гирь в комплекте, шт.		
	Г-4-111,10	Г-4-211,10	Г-4-1111,10
2 г	2	2	2
5 г	1	1	1
10г	1	1	1
20 г	2	2	2
50 г	1	1	1
100 г	-	1	1
200 г	-	-	2
500 г	-	-	1
2. Футляр.			1
3. Пинцет.			1
4. Этикетка.			1

Гарантийные обязательства

При хранении, транспортировании и эксплуатации в соответствии с требованиями стандарта гарантийный срок эксплуатации гирь устанавливается 18 месяцев со дня их ввода в эксплуатацию.

В течение гарантийного срока завод безвозмездно производит ремонт или замену. Пересылка гирь, подлежащих гарантийному ремонту, производится за счет завода-изготовителя.

Порядок предъявления рекламаций Рекламации в установленном порядке предъявляются заводу-изготовителю с приложением настоящей этикетки. Сведения о хранении Гири должны храниться в упаковке завода-изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +10 до +30°C, относительной влажности 80% при +25°C

Срок хранения в упакованном виде без переконсервации не более 5 лет.

Дата консервации.....

Свидетельство о приемке

Гири соответствуют ГОСТу 7328-82 и признаны годными для эксплуатации.